



手動でボトムを下げる


- 停電などにより背ボトムを下げられなくなったときに、手動で下げられます。

⚠ 注意

- 作業は必ず2人以上で行う。
- 保護用の手袋をはめて作業を行う。
守らないと事故やけがの原因となります。

● 背ボトムの下げかた

- 1 電源プラグをコンセントから抜く。
- 2 ベッドのご利用者と寝具を下ろす。
- 3 背ボトムを持ち上げ、背上げモーターのスピードピンと連結ピンを取り外す。
※連結ピンを引き抜くと、背上げモーターの接続部が落下します。
床に落とさないよう、手で支えながら連結ピンを引き抜いてください。
- 4 背ボトムを支えながら下ろす。
※背上げモーターを外した状態で背ボトムを支える手を離すと、背ボトムは落下します。
落とさないよう、ゆっくりと下ろしてください。



⚠ 注意

- 背上げモーターの連結ピンを取り外すときは、必ず背ボトムを支えて行う。
守らないと、けがの原因となります。

● 戻しかた

※電源が回復してから元に戻してください。

- 1 ベッドのご利用者と寝具を下ろす。
- 2 「背ボトムの下げかた」と逆の手順で背上げモーターを取り付ける。
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む。