

連続訓練マニュアル

2016年5月27日

**パナソニック株式会社 エコソリューションズ社
エイジフリービジネスユニット
ロボット・リハビリ事業開発部**

① 連続訓練メニュー（デフォルト）& 手順



①『個人別メニュー』ボタンを押す。



②『ID番号』を入力する。




③『連続訓練』ボタンを押す。



④運動したいコースを選び、ボタンを押す。



⑤デジタルミラー起動後、バランス計の補正処理が入ることがある。補正終了後、『OK』ボタンを押す。



⑥選択したコースのメニューが自動でスタートする。



⑦コースメニューが全て終了したらコース選択画面に自動で戻る。

< Panasonicのデフォルト 訓練メニュー >

	1 番 目	2 番 目	3 番 目	4 番 目
1. シェイプアップ体操	ストレッチ（介護予防）	トレーニング（下肢）		
2. 姿勢体操	ストレッチ（介護予防）	トレーニング（下肢）	一般リハ（上肢）	
3. 肩中心体操	ストレッチ（介護予防）	一般リハ（上肢）		
4. 全身体操（標準）	ストレッチ（介護予防）	トレーニング（下肢）	トレーニング（上肢）	一般リハ（上肢）
5. 全身体操（筋力）	トレーニング（下肢）	一般リハ（上肢）	トレーニング（上肢）	スポーツリハ（座位）
6. 立位コース	左右重心移動（立位）	金魚すくい（立位）	足踏み運動（立位）	
7. 座位コース	上肢運動	上肢運動	金魚すくい（座位）	足踏み運動（座位）
8. 個別訓練コース	上肢運動	上肢運動	足踏み運動（座位）	

< 注意 >

コース名は変更できません。

② 連続訓練メニュー（画面説明）




- 1～7のコースは、メニューのみ『個別設定』可能。
（時間設定などの詳細設定はID=99999991～99999997の内容です）
 - 8は、メニュー＆詳細設定も『個別設定』可能。
（時間設定などの詳細設定を使用しているIDのものにできます）
- ※ 8のみ、完全個別メニューを作成することができます。**




- 『詳細』ボタンを押すと、連続訓練メニューを見る事ができます。
（訓練の順番は上から順に実施）
- メニューは最大20個までです。
（詳細は設定画面を参照）

- 『訓練リストの内容』に登録できる訓練数は最大20個です。
20個を超えて登録しようとするすると警告画面がでます。
- 1～7のコースは、訓練リストのみ『個別設定』可能。
(時間設定などの詳細設定はID=99999991～99999997の内容です)
- 8は、メニュー&詳細設定も『個別設定』可能。
(時間設定などの詳細設定を使用しているIDのものにできます)
※ 8のみ、完全個別メニューを作成することができます。
- 『訓練リストの内容』の下にある『△上へ』『▽下へ』ボタンで順番を変更することができます。

 **ポイント！！**

**ID=99999991～99999997の内容
を変更すると、連続訓練1～
7まで全てが変更されます。
病院・施設での共通訓練メ
ニューとしてお使い頂くこと
をお勧めします。**

 **ポイント！！**

完全個人別メニューを作成したい場合は、ご利用者様のID番号でログインし、各種設定を変更後、連続訓練メニューの設定内の「8」タブを選択後、訓練メニューを作成し、「完了（個別）」ボタンを押して下さい。ご利用者様専用の訓練メニューになります。

- 『完了（共通）』： 全IDの訓練が変更されます。
※デフォルトは全ID共通設定になっています。
- 『完了（個別）』： 設定しようとしているIDのみ変更されます。
※8のタブのみ時間や詳細設定も個人別IDのものに変わります。
- 『共通設定に戻す』： Panasonicのデフォルト設定に戻ります。