


お家の中の移動をしやすく。
廊下などのつたい歩きをサポート


歩行サポート手すり スムーディ〈屋内用〉
組み合わせたセットもご用意



最大
使用者体重
100kg

背の高い方でも、
ふらつき少なく、
安心してお使い
いただけます。

こんなお困りごとを解決
「廊下に手すりを取り付けられない…」 「トイレへの移動が不安…」
「突っ張るタイプだと天井強度が心配…」 「リビングの移動が少し不安…」



スムーディ〈屋内用〉安心して使用できる3つの特長

Point. 1 両足が乗るひろびろベース
60cmのベースは廊下幅にぴったり
両方の足がベースに乗るから抜群の安定感!
同居人などの車いす(60cm)の通行も可能な使い勝手の良さ
壁に近い支柱位置とちょうどいいベースサイズ

Point. 2 端から端までつかみやすく安定
やさしい端部だからどこでもつかみやすい
つかみやすく、服の袖口に引っかかりにくいやさしい形状
回転連結支柱の上部もにぎれるから、手すりから常に手を離すことなく、にぎり続けられる
握りやすい被覆付きの手すりφ35mm
高さ85cmまで調整可能だから背の高い方でもつたい歩きしやすい

Point. 3 なたらかな傾斜でつまづきにくい
厚さ1.1cmの薄いベースでつまづきにくい
ベースの縁ゴムはなたらかなので、すり足でもつまづきにくく安心して移動できます

ユニット							
品名	1	2	3	4	5	6	7
品番	PN-L80801	PN-L80802	PN-L80803	PN-L80804	PN-L80805	PN-L80806	PN-L80807
希望小売価格(税込)	34,100円	24,200円	31,900円	30,800円	37,400円	21,450円	17,600円
外観	サイズ: 60×90cm			サイズ: 60×70cm			
TAISコード	00980-000366	00980-000367	00980-000368	00980-000369	00980-000370	00980-000371	00980-000372
質量	17.5kg	2.0kg	2.5kg	13.5kg	2.5kg	1.0kg	0.8kg

※ユニット状態では貸与マークの取得はできません

セット構成												
品名	サブセット品番	イメージ	TAISコード	重量(kg)	1標準ベース	2端支柱	3端手すり	4ミドルベース	5回転連結支柱	6手すり930	7手すり620	希望小売価格(税込)の合計
屋内用	XPN-L80801		00980-000363	22.0	1個	1個	1個	-	-	-	-	90,200円
屋内用1530タイプ	XPN-L80802		00980-000373	38.5	1個	-	2個	1個	1個	-	-	166,100円
A 屋内用930タイプ	XPN-L80803		00980-000374	22.5	1個	-	1個	-	1個	-	-	103,400円
B 屋内用930タイプ+930	XPN-L80804		00980-000375	23.5	1個	-	1個	-	1個	1個	-	124,850円
C 屋内用930タイプ+620	XPN-L80805		00980-000376	23.3	1個	-	1個	-	1個	-	1個	121,000円
D 屋内用手すり210	XPN-L80806		00980-000377	15.5	-	1個	-	1個	-	-	-	55,000円
E 屋内用手すり210+930	XPN-L80808		00980-000378	16.5	-	1個	-	1個	-	1個	-	76,450円
F 屋内用手すり210+620	XPN-L80809		00980-000379	16.3	-	1個	-	1個	-	-	1個	72,600円
G 屋内用回転手すり330	XPN-L80807		00980-000380	16.0	-	-	-	1個	1個	-	-	68,200円
H 屋内用回転手すり330+930	XPN-L80810		00980-000381	17.0	-	-	-	1個	1個	1個	-	89,650円
I 屋内用回転手すり330+620	XPN-L80811		00980-000382	16.8	-	-	-	1個	1個	-	1個	85,800円

【材質】 ●ベース・下支柱:スチール ●手すり被覆部・ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂 ●ジョイント・手すり芯材・上支柱:アルミニウム ●カーペット:合成繊維 ●支柱カバー・被覆(回転連結支柱):エラストマー ●支柱カラー・ネジカバー:ポリプロピレン

安全に関するご注意
●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。(施設向け商品に分類されるものは除く。)
●ご使用前に、「取扱・施工説明書」をよくお読みいただき、ご不明な点はお買い上げの販売店または専門施工店にご相談の上、正しくご使用ください。
●本カタログ記載商品は、使用用途・場所など限定するもの、専門施工を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。

ご購入の前に
●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。●このカタログの掲載商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。
●印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

お取り扱い店
パナソニック エイジフリー株式会社
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048
<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products>
法人のお客様 製品・在庫に関するお問合せ TEL06-6908-8141
個人のお客様 製品に関するお問合せ
0120-365887 受付 | 9:00~12:00/13:00~17:00 時間 | (土、日、祝日休み)

このカタログの記載内容は2021年5月現在のものです。

Panasonic
Homes & Living
介護・生活快適商品 手すり・移動支援
新商品
歩行サポート手すり
スムーディ〈屋内用〉



想定シーンを組み合わせ例でご提案
生活や行動範囲がひろがる
2021.5

豊富な組み合わせで、さまざまなシーンに対応



長いアプローチの廊下で

E + I + A 手すり長さ294cm

だから、ひろがる！ひろげる！安心の安定感で自立を支援



コーナーにもスッカリ！

F + I + I + A 手すり長さ354cm



寝室も安心

C + I + I + A 手すり長さ426cm



組み合わせ例 1
A + F 手すり長さ173cm

9つのセット

※単位はcm

標準ベースと支柱2本のセット

A

屋内用930タイプ
XPN-L80803
103,400円(税込)

B

屋内用930タイプ+930
(A + 屋内用手すり930のセット)
XPN-L80804
124,850円(税込)

Aに屋内用手すり930を加えたセットです

C

屋内用930タイプ+620
(A + 屋内用手すり620のセット)
XPN-L80805
121,000円(税込)

Aに屋内用手すり620を加えたセットです

ミドルベースと端支柱のセット

DEFは、左右の回転はしません。

D

屋内用手すり210
XPN-L80806
55,000円(税込)

E

屋内用手すり210+930
(D + 屋内用手すり930のセット)
XPN-L80808
76,450円(税込)

Dに屋内用手すり930を加えたセットです

F

屋内用手すり210+620
(D + 屋内用手すり620のセット)
XPN-L80809
72,600円(税込)

Dに屋内用手すり620を加えたセットです

コーナーにも設置可能な回転連結支柱のセット

G

屋内用回転手すり330
XPN-L80807
68,200円(税込)

H

屋内用回転手すり330+930
(G + 屋内用手すり930のセット)
XPN-L80810
89,650円(税込)

Gに屋内用手すり930を加えたセットです

I

屋内用回転手すり330+620
(G + 屋内用手すり620のセット)
XPN-L80811
85,800円(税込)

Gに屋内用手すり620を加えたセットです

組み合わせ例

※四捨五入している都合上、各サブセットの寸法の和(足し算)と全長が1cm程度異なる場合があります。

組み合わせ例 1 A × 1 セット + F × 1 セット

①173cm
②181cm

組み合わせ例 2 A × 1 セット + E × 1 セット

①204cm
②212cm

組み合わせ例 3 A × 1 セット + C × 1 セット

①245cm
②253cm

組み合わせ例 4 D × 1 セット + E × 1 セット + H × 1 セット

①254cm
②262cm

組み合わせ例 5 A × 1 セット + B × 1 セット

①276cm
②284cm

組み合わせ例 6 A × 1 セット + F × 1 セット + H × 1 セット

①295cm
②303cm

組み合わせ例 7 A × 1 セット + E × 1 セット + H × 1 セット

①326cm
②334cm

組み合わせ例 8 D × 1 セット + F × 1 セット + H × 2 セット

①344cm
②354cm

組み合わせ例 9 B × 2 セット + G × 1 セット

①398cm
②406cm

手すりを設置・使用する際は

●手すりの角度は上下45°、左右90°以内に収まるように設置する
手すり上下角度 45°以内

●手すりはベース踏面がある側から使用する
(転倒によるけがの原因)

手すり 左右90°以内

設置・選定確認はこちら



段差にも対応



組み合わせ例 1
A + F 手すり長さ173cm



組み合わせ例 3
A + C 手すり長さ245cm



組み合わせ例 4
E + H + D 手すり長さ254cm