

歩行サポート手すり スーディ 360


●材質

- 手すりフレーム・下支柱:ステンレス
- 手すり被覆:ポリウレタン
- 支柱カバー:エラストマー
- ベース:ステンレス
- ベース縁ゴム・ベースマット:塩化ビニル樹脂

●ユニット

品名	標準ベース	NEW 手すり360
外観		
質量	15.0kg	3.2kg
品番	PN-L80601	PN-L80616
希望小売価格	72,050円 (税抜65,500円)	57,200円 (税抜52,000円)
JANコード	4549980421437	4550719474419
TAISコード	00980-000586	00980-000594

品名	品番	希望小売価格	質量	TAISコード
歩行サポート手すりスーディ360片手すり	XPN-L82601	129,250円(税抜117,500円)	18.2kg	00980-000595
歩行サポート手すりスーディ360両手すり	XPN-L82602	186,450円(税抜169,500円)	21.4kg	00980-000596



さらに、場所・用途に合わせた使い分けが可能



玄関はもちろん
例えばこんな場所への
設置がおすすめです



浴室前

大きな段差をまたぐ際や、滑つての転倒防止に。



ベランダ

段差またぎ・洗濯物干し時の転倒防止に。狭いスペースにも置ける。

Panasonic

スーディシリーズ

介護保険福祉用具貸与対象商品



歩行サポート手すり

スーディ 360

省スペースで置き場を選ばない

手を伸ばせばそこに
一步の安心
スーディIppo



8月発売

いつもの「一歩」が、これからの暮らしを左右します。

ご存知ですか？

介護が必要になる原因のひとつである「骨折・転倒」。その多くは自宅で起こっています。

特に庭や玄関は転倒リスクが高く、対策が重要です。

自宅での転倒場所(多い順)

1位 庭(特に洗濯物干し)

2位 居間・茶の間・リビング

3位 玄関・ホール・ポーチ

出典:内閣府「平成22年度 高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」

玄関




暗い → 視界の悪さ

低い框 → 立ったままの靴の脱ぎ履き

ドアの開閉 → 手前に開く際の後ずさり

庭・ベランダ




段差をまたぐ → 室内から遠くの手すりに手を伸ばす際、前かがみになるので足がさがりにくい

段差にのる → 踏面ほど広くないので、足元が不安定

洗濯物を干す際の動作 → 円背やパーキンソン病などのケースでは、上を向いたり、手を上にあげるだけで、バランスを崩しやすい

玄関・ベランダの「ヒヤリ」を「一歩」が解決!



手すり

程よく長い「36cm」

3回握り替えできるので、歩き出しの支えに安心
手だけではなく、体の側面も支えられる

ウレタン被覆

伝い歩きや、段差昇降時の支えに最適
ふらついた際、とっさに握った場合でもすべりにくい



360mmだから
スムーズに360

程よく長い手すり
で歩き出しをサポート

36cm



ベース



扉開閉に
干渉しづらい厚さ
(1.3cm)

置き場を選ばない



なだらかな縁ゴム

縁を踏んでもバランスを崩しにくい



70cm～85cmまで
3cmピッチで調整できる

70cmまで下がるので、小柄の方、円背の方も使いやすい

すっきり1本支柱

狭所でも足の運びの邪魔にならず安心



45cm

縁がゴムだから、勾配にも対応