



手すりのはなし

第1回
全3回



重心移動を考えた自然な動きで、自立を支援

手すりの役割



起きあがる



立位保持する



歩行を支える



立ちあがる



座る

手すりとは、移動や
移乗行為を行う際に、
手を通して体重をあずける
重要なモノ




手すりがあると安全な場所

手すりにもさまざま
な種類があり、
場所に応じて選択
をしましょう。




場所・用途に応じたさまざまな手すり




高齢者の転倒・転落・滑落の事故は、半数以上が住まいの中で起こっています。

どこで事故が多いの？



転倒・転落・滑落の事故発生場所

家の中で事故が多い場所は？



高齢者の居住場所での
転倒・転落・滑落の事故発生状況

※出典 2017年
高齢社会白書(内閣府)

手すりの備えで
事故防止に
つながります。



コンパクトですっきり。つかみやすいカタチ。



**しかも
1台2通り**

支柱を端と中央に
設置可能


材質

ベース・支柱・フレーム: スチール
グリップ(手すり被覆部): ポリウレタン
ベース縁ゴム: 塩化ビニル樹脂
カーペット: 合成繊維

最大使用者体重 100kg




ぐらつき、たわみが
小さい安心仕様



品番	希望小売価格	質量
PN-L80501	58,000円(税抜)	18kg

**“すっきりバー”で
手すり部全体が
つかみやすい。**




**“すっきりベース”だから
置きたい場所にすっきり。
搬入しやすく、安定性も確保。**



ベッド用グリップ用途にも提案しやすい。



狭い場所に置いても
周囲の動線を確保。



行き帰り健側で
支える。

**手すり部全体を
“やわらかコート”
握りやすく、冷たくなりにくい。**



自動車のハンドルや、
ジェットコースターの
安全バーに採用されている
被覆素材(ポリウレタン)を
採用。



**こだわりの蓄光
“暗くナイス”**
約8時間しっかり
光る蓄光仕様。
明け方でも安心。
(蛍光灯200ルクスで
20分間照射の場合)



安心してしっかり握れます。

オプション



ベッド用アーム
PN-L80511
希望小売価格
13,500円(税抜)



詳細は
「介護・生活快適商品カタログ2018-2019」
「介護・生活快適商品手すり・移動支援カタログ」
をご覧ください。

上記品揃え以外も取り揃えております。

ご用命は



手すりのはなし 第2回

パナソニック エイジフリー株式会社 ケアプロダクツ事業部
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

<http://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

法人のお客様 製品・在庫に関するお問合せ TEL06-6908-8141
個人のお客様 製品に関するお問合せ

☎ 0120-365887 受付 | 9:00~12:00/13:00~17:00
時間 | (土、日、祝日休み)

このチラシの記載内容は2018年10月現在のものです。