




介護と
予防

歩行サポート手すり スムーディ設置事例



全国のスムーディ
ご利用者様から頂戴した
設置事例をご紹介します。
ぜひご参考にしてください。



にぎれば分かる、**安定感**。置けなかったあの家に、スムーディ **工事不要**

特長1 やさしい 端部



つかみやすく、
袖口が引っかかり
にくいです

特長2 支柱 中央固定



支柱はベースの
中央にも
固定できるから、
行きも帰りも
健側で支えます

特長3 フレキシブル ジョイント



上下左右を
調整して置けます
上下左右
45度



住宅改修では対応がしづらい玄関中央に設置
外出時も帰宅時も健側で握れる！



縁側下に差し込んで設置
1本支柱だから助かります

◆手すりが必要になった背景

交通事故による長期入院後、下肢筋力が低下し歩行や昇降動作が困難になる

◆住宅環境の課題

賃貸のため、退去時の原状復帰費用が心配
すぐにでも必要なので工期がかかるのは困る


そこでスムーディを選定

しっかりと掴め、ゆっくりと足元の状況を自分
で確認しながら、段差を安全に昇降すること
ができるようになった

Point

1 導入前の課題

- 筋力の低下
- 玄関先の上り下りが困難
- すぐにでも必要



手すりの形状と
支柱の**安定感**が
決め手だったそうです！

2 導入後

- なだらかな手すり
で端から端までつかみやすく、
常に手すりを握りながら
動作ができた

1本支柱ですし、
歩行しやすいのと、
あとデザインも
気に入ってます

◆手すりが必要になった背景

右膝人工関節置換術の既往歴があり、段差昇降の際には軽介助が必要
介護者であるご家族も高齢の為、介護負担が大きい

◆住宅環境の課題

容態が変わったときに再度施工が
必要になるのは大変

そこでスムーディを選定

短い手すり長い手すりを組み合わせること
で地面の**突起物**を避けて設置ができ、
負担の大きかった段差昇降もゆっくりとで
きるようになった



Point

1 導入前の課題

- 手術後軽介助が必要
- 玄関先の
上り下りが困難
- 容態が変わった
ときの懸念

2 導入後

- 見守られながら
昇降できる
ようになった
- 少しずつ一人で庭を
散歩できるようになった
- 転倒の危険性が軽減


コロナ禍で
極力人と接したくない！
置くだけ設置は
助かりました。

パナソニックは重心移動を考えた自然な動きで自立を支援します

住宅改修ができない! あと少しなのに設置できない! などの悩みを解消!

手すりの長さを左右5cmずつ

調整ができる伸縮タイプが登場!



伸縮しても握りやすい形状です

調整代10cm

93~103cm

58~68cm

範囲内無段階で調整できます

●あとちょっとなのに... という場合も




●伸縮タイプなら解消します




■ スムーディは、ベース部分の置き換えができるなど、個別のニーズにお応えします

○ ベースの使用枚数が同じであれば置き換え可能です




○ 支柱ごとの手すりの高さが異なる



住宅環境や容態の変化など、個別のニーズに対応します

○ 両手すりの左右の高さが異なる



商品別設置
パターン可否は
こちらよりご確認
いただけます



●受賞製品名 歩行サポート手すり「スムーディ」 ●受賞カテゴリー 普及力

福祉用具プランナー研究ネットワーク(プラネット)が主催する「第5回プラネット福祉用具アワード」にて、一つ星を受賞しました。

会員様からの感想を一部ご紹介

- 住宅改修でしか対応がなかったが、選択の幅が広がったことは画期的。
- 住宅改修で屋外階段に手すりを付けたくないお宅に対する対応と緊急性があり、住宅改修での手すり設置までの期間に転倒の不安があるご利用者に対するニーズに応えられる。

会員様のその他お声は
こちらよりご覧いただけます
ぜひ選定の参考にしてください



今回は **据置タイプ手すり設置事例②**をご紹介します。



詳細は
「介護・生活快適商品
カタログ2020-2021」
をご覧ください。

上記品揃え以外にも取り揃えております。

プレポ

バックナンバーは
こちらから
ご確認ください



当社商品をわかりやすくご紹介

下記QRよりご覧ください。

▶ スムーディの特徴をご紹介



▶ 2020年秋発売
新商品ご紹介動画はこちら



※データ通信料は、お客様負担となります。※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご利用は

パナソニック エイジフリー株式会社 ケアプロダクツ事業部
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

<http://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

法人のお客様 製品・在庫に関するお問合せ TEL06-6908-8141
個人のお客様 製品に関するお問合せ

0120-365887 受付 9:00~12:00/13:00~17:00
時間 (土、日、祝日休み)

このチラシの記載内容は2020年11月現在のものです。