



スムーディ屋内用らくらくダブルの設置事例と エイサポの人気のコンテンツをご紹介します!



新商品スムーディ屋内用らくらくダブルの事例をご紹介します!




ベッドルーム

課題

ベッド ⇄ 立ち上がり ⇄ 歩行器の移動を安全に行いたい。家具ベッドの高さが(ご本人様の)身長に対して高く、立ち上がる際に最適な手すり高さ、歩行の際に必要な手すり高さと異なる。

\\ 導入ポイント /

- ベッドの高さがあっても立ち上がり姿勢に合わせた **高さ調整**ができる
- 簡単に **角度も変えられ**動く方向に合わせられる(45度毎)
- 1本支柱なので **足元がスッキリ**



歩行器使用
と連携

45度、90度に
できます



※ベース外には出せません

ソファ

課題

膝を曲げるのが厳しく、「ドスン座り」をしていたため、安全にゆっくり座ってもらいたい。「座るとき」と「立ち上がる時」とで、それぞれ必要な手すり高さが異なる。

\\ 導入ポイント /

- 両手でつかまりながら座ることで **体重を分散**してゆっくり座ることができる
- 立ち上がる時は持ち手が上下にあるため姿勢に合わせて **持ち手を選ぶ**ことができる
- 支柱高さも変えられるので **体格にあわせた個別調整が可能**



立ち上がり時は
下側の手すりを
持った方が
立ちやすいとのこと

ソファで立ちやす
なただけでなく
ドスン座りもなくなった

特長 1

手すりが1本だと
立ちづらい

**両手すり
立ちやすい**

(体重が分散できる)

クリンディ2台置き
より便利!



・ベッドから脚がおろしやすい
・体の前方で持つ、立ちやすい

特長 2

歩き出し・
方向転換が不安

**手すりを
「連結」**できる

(上下・左右角度変更可能)



つながる

らくらくダブルの
詳しい特長は
こちらから



エイサポで公開している
設置事例も
参考にしてください!

ケアマネのホンネ



ここだけの話...

ケアマネの
ホンネ

ケアマネジャーへの
インタビューを通して、
**ケアマネジャーが嬉しいと思う
福祉用具専門相談員の行動**
などを紹介しています!



設置・導入 事例集



イメージがつかやすい

設置・導入
事例集

※一部会員限定



Panasonic
スレーディ (屋内用)
らくらくダブル
導入事例集 VOL.1

パナソニックの手すりの事例を
ご紹介しています。
**新商品らくらくダブルの
導入のポイントも**
分かりやすく説明しています。
**「ご利用者様宅で事例を
見ながら説明ができて便利」**
との声をもらっています!



速攻! 提案書



営業活動の武器に

すぐに使える
"速攻!" 提案書会員
限定

住環境や商品ごとに、
**ご利用者様のお困りごとを
解決できるポイント**を
ご紹介しています。
資料はダウンロードして
すぐに使うことができ、
「新入社員の研修にも使える」
と評価をもらっています!



【エイサポ】は**毎月1日と中旬**に更新
新商品情報も随時アップしていきます!

【エイサポ】の
サイトはこちらから



次回は

アンケートの結果などを
ご紹介します。



詳細は
「介護・生活快適商品
カタログ(2022-2023)」
をご覧ください。
上記品揃え以外も取り揃えております。



当社商品をわかりやすくご紹介
下記QRよりご覧ください。

らくらく
ダブルの
ご紹介動画

Panasonic
スレーディ (屋内用)
らくらくダブル



エイサポの
ご紹介動画



※データ通信料は、お客様負担となります。※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご利用は

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

法人のお客様 製品・在庫に関するお問合せ TEL06-6908-8141

個人のお客様 製品に関するお問合せ

フリーダイヤル **0120-365887** 受付 | 9:00~12:00/13:00~17:00
時間 | (土、日、祝日休み)

このチラシの記載内容は2023年3月現在のものです。