



脱衣所での動作をサポートする手すり エイサポ新コンテンツのご紹介!

冬場の脱衣所に潜む危険に注意しましょう!



寒い脱衣所では身体が縮こまりバランスも崩しやすくなります。さらに、床が濡れている場合などは転倒の恐れもあります。

脱衣所での動作や潜む危険 (例)



衣類の着脱時の片足立ち



狭いスペースでの方向転換・立ち座り



濡れた床や浴室との段差



脱衣所でおススメの手すり **3** 種類をご紹介します!



ベースがコンパクトだから狭い脱衣所でも立ち座りが安心!

すっきり
手すり
クリンディ



どこでもつかみやすいので
急なふらつきでも安心!



洗濯機の前での立ちあがりなどにも

78cm



46cm

手すりは端、中央に設置可能
1台2通り



自在手すり ツインディ (水廻り用)


防かび加工!
(取っ手・ベース)



水廻りの狭い空間でも
動作の邪魔にならない
省スペース1本支柱

左右ともに角度調整でき、
狭いところでも方向転換がラク!

(片側30度ピッチ4段階)



スムーズディ (屋内用) らくらく ダブル

開閉できる!



手すりを
上から見た図



浴室への段差も両手で
しっかり支えられ安心です!



脱ぎ着する際に
寄りかかれます



つながられます

開閉式なので扉前でも使用でき
またぎ動作をしっかりサポート!



販売店の営業さま向け
お役立ちサイト

エイサポ

チラシや動画など
使える&わかる!
コンテンツがいっぱい!

エイサポ
サイトは
こちらから



商品紹介チラシ



歩行車の
ポイントを
まとめた
チラシです!

研修動画



「カウサポスリム」の特長やご提案時の
ポイントを分かりやすくご紹介

介護保険ニュース12月号外



2024年度から
義務化された
経営情報の報告に
ついて詳しく説明!



詳細は
「介護・生活快適商品
カタログ(2024-2025)」
をご覧ください。

上記品揃え以外も取り揃えております。



当社商品や操作方法をわかりやすくご紹介

下記QRよりご覧ください。

▶ラフィーネ
キューブ
ご紹介動画



▶エイサポポイントサービスの
ポイント登録方法を動画でご紹介



*データ通信料は、お客様負担となります。*お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご用命は

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

法人のお客様 製品・在庫に関するお問合せ TEL06-6908-8141

個人のお客様 製品に関するお問合せ

フリーダイヤル **0120-365887** 受付 | 9:00~12:00/13:00~17:00
時間 | (土、日、祝日休み)

このチラシの記載内容は2025年1月現在のものです。