



スムーディNシリーズの設置例のご紹介①と エイサポ新コンテンツのご紹介!

お困りごとを
ズバツと解決!

スムーディNシリーズの

設置例のご紹介

第一弾

大好評の歩行サポート手すり「スムーディNシリーズ」の設置事例を2回に分けてご紹介!



2つの
ユニットで
解決!



設置の幅が
広がりました

NEW N伸縮手すり



58~133cmまで
途切れず対応!

S M L

58~83 cm 83~108 cm 108~133 cm
※1 既存の支柱は10cmまで

手すりの伸縮幅拡大!


最大25cm
伸長!※1

すべりにくい手すり被覆

NEW 90度可変支柱

小柄な方も
使用いただけます!

手すり高さは
最小70~
85cmまで
調整ピッチ
2.5cm



新支柱は
左右90度まで※2
曲がります!

※2 既存の支柱は左右45度まで

スムーディNシリーズを使用した

事例 1 ゴミ捨ての往復が安心してできるようになり 散歩に行くことも多くなりました



お困りごと

- 門前に30cmの段差とゆるい傾斜があり昇降時によくふらつく
- 分別ゴミ捨てのため毎日の昇降が怖く散歩などの外出意欲も低下してきている
- 転倒する前に早めに対策をしたいし息子夫婦と同居のため工事はしたくない

歩行サポート手すり
スムーディ
で解決!



扉に干渉しない
薄めのベース

30cmの段差

ゆるい傾斜

\\ ここがポイント /

動線を途切れずサポート!

スムーディNを使うことで使うことで
姿勢が安定し足も上がりやすくなりました

扉前から門前まで、方向転換含め、
手すりが途切れないので安心です

工事をせずに速やかに設置できます

後で、位置・高さの調整も可能!



スムーズシリーズを使用した

事例2 外出時の不安・怖さがなくなりました！ デザインもよく、満足しています！



お困りごと

- 勾配があり段数も多い上、階段の形状も曲線のため昇降時にふらついて怖い
- 玄関のデザインにこだわったため、手すりが必要だが工事をしたくない

歩行サポート手すり
スムーズ
で解決！



すべりにくい
手すり

緑の色が濃く
認識しやすいベース

ここがポイント

転ぶと危険な多段の環境での 昇降を安心サポート！

ぐらつきが少なく、すべりづらい
手すりなので昇降が安心です
(手すりに気をとらず、昇降に集中しやすくなります)

緑の色が違うため、認識しやすい
(ベースは地面の色に同色化しやすいので、つまづきやすいです)

支柱が少ないすっきりしたデザインなので
家の外観にもなじみやすいです
(手すりも長めなので、支柱の数も少なくできます)



販売店の営業さま向け
お役立ちサイト

エイジサポ

最近公開したコンテンツを
いくつかご紹介します！

サイトは
こちらから



研修動画




歩行サポート手すり
スムーズシリーズの事例第4弾！

チラシダウンロード



さまざまな場所で
大活躍の
屋内用手すりの
設置例の第四例目を
ご紹介しています！

ケアマネに好かれるコツ



手すり取り付け時の
思わぬ盲点についてご紹介しています！



詳細は
「介護・生活快適商品
カタログ(2025-2026)」
をご覧ください。

上記品揃え以外にも取り揃えております。



当社商品や操作方法をわかりやすくご紹介 下記QRよりご覧ください。

▶ 歩行サポート
手すり
スムーズ
の特長を
ご紹介



▶ エイサポポイントサービスの
ポイント登録方法を動画でご紹介



*データ通信料は、お客様負担となります。※お使いになる機器によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承願います。

ご用命は

パナソニック エイジフリー株式会社

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

法人のお客様 製品・在庫に関するお問合せ TEL06-6908-8141

個人のお客様 製品に関するお問合せ

フリーダイヤル **0120-365887** 受付 | 10:00~12:00/13:00~16:00
時間 | (土、日、祝日休み)

このチラシの記載内容は2026年6月現在のものです。